

Die Vorteile auf einen Blick:

- 30.000 Betriebsstunden Garantie
- hohe Servicefreundlichkeit
- einfache Bedienung
- flüsterleise

oxy 6000

Sauerstoffkonzentrator

Made in Germany



flüsterleise
35 db(A)

modularer
Komponentenaufbau

mikroprozessorgesteuert

leicht zugängliche
Filter und Sicherungen

USB- Schnittstelle

CE 0197

innovative
Sensor – Messzelle

Lieferumfang

oxy 6000 O₂ Konzentrator

Bestell-Nummer 41-1000

inklusive :

Konzentrator 41-1001

Befeuchter 41-1502

Winkelanschluss 41-1504

Nasenbrille 2m 41-1506

Nasenbrille 5m 41-1507

Benutzerhandbuch 41-1201

Zusätzliches Zubehör nach Anfrage

Technische Daten

Abmessungen: 535 x 203 x 520 mm

Gewicht: 19.8 kg

Stromversorgung: 230 V / 50 Hz

Leistungsaufnahme 350 W

Sicherungen - netzseitig: 2 x TT 2.5 AH 250 V

Sicherungen - intern: T 1.0 AL 250 V

Betriebstemperatur: +10° - +40° C

Lagertemperatur: -25° - +70° C

Schalldruckpegel: 35 dB(A)

MPG Geräteklasse: IIa

Flow: 0 bis 2 l/min in 0.1er Schritten

2 bis 4 l/min in 0.2er Schritten

4 bis 6 l/min in 0.5er Schritten

O₂: 1 bis 4 l/min 95% -3%

4 bis 5 l/min 85% +/-3%

5 bis 6 l/min 75% +/-3%

Alarmer: Betriebsübertemperatur, Netz-
ausfall, Flow, O₂, Sensor, System

Staubfilter: in der Geräterückwand

Feinfilter: hinter der Serviceklappe

Garantie: 30.000 Betriebsstd. oder 5 Jahre

Bitmos GmbH
Himmelgeister Str. 37
D 40225 Düsseldorf, Deutschland

Tel: +49 211 60101030

Fax: +49 211 60101050

vertrieb@bitmos.de

www.bitmos.de

Bitmos
MEDIZINTECHNIK