

Основные достоинства:

- технология фирмы Масимо - Masimo SET™
- литий-ионные аккумуляторы большой емкости
- большой объем памяти
- эргономичный, современный дизайн

sat 805

Пульсоксиметр

Made in Germany

аналоговый интерфейс

карта памяти
SD / MMC

дистанционный сигнал
тревоги/ вызов медсестры

Сигнал IQ™

удобное
управление

FastSat™
алгоритм

USB порт

яркий, контрастный
ЖК-дисплей

Masimo SET

CE 0197



Комплект поставки

sat 805 пульсоксиметр

№ по каталогу 39-1001

В т. ч.:

электронный блок (39-1000)

сетевой адаптер (28-5004)

руководство (39-1201)

Технические данные

размеры: 92 x 240 x 104 мм

вес: 900 г вкл. аккумуля.

внутр. ист. пит.: Литий-ион. аккумуля.

7.2 В / мин. 3.2 Ач

время работы от аккумуля. 20 ч минимум

с вкл. подсветкой: 25 ч типично

внешний ист. пит.: сетевой адаптер

9.3 В

SpO₂: диапазон измер.: 1 - 100 %

диапазон калибр.: 70 - 100 %

разрешение: 1 %

пульс: диапазон измер.: 25 - 240 уд./мин

диапазон калибр.: 25 - 240 уд./мин

разрешение: 1 уд./мин

перфузия: диапазон измер.: 0 - 20 %

сигналы SpO₂, пульс, батареи,

тревоги: сенсор, системный статус

память: SpO₂, пульс, IQ - 160 ч с разр. 1сек

список тревог - 4000 вхождений

протокол раб. и уст. пользователя

рабочая температура: -10° - +40° C

температура хранения: -20° - +70° C

Дополнительные принадлежности

Весь спектр сенсоров фирмы Masimo, кабель пациента, система настенного крепежа, USB - кабель для ПК, пакет программ satView

Bitmos GmbH
Himmelgeister Str. 37
D 40225 Düsseldorf, Germany

Тел.: +49 211 60101030
Факс: +49 211 60101050

sales@bitmos.de
www.bitmos.de

Bitmos
MEDIZINTECHNIK